

Spray In NEU (適用於環境表面、器械直接殺菌消毒)

aldehyde free

不含Aldehydes(乙醛), quaternary ammonium (四級氮化合物).

德國原裝進口, 不需泡製, 直接使用, 防衛病菌感染皮膚, 獨特配方, 醫療設備及器械清潔兼消毒抗菌同時不刺激皮膚, 醫護級用品。

含酒精性物質, 符合歐盟生物製藥規章, 強勁和快速有效抗菌, 消毒。

Alcoholic rapid spray disinfectant 內含德製聚合醇, 快速噴霧消毒。

Type of product:

Ready-to-use spray disinfectant for medical devices, operating tables and other medical inventory (including acrylic glass). Broad microbiological efficacy with practically relevant contact times. Very good material compatibility. Quick, residue free drying. Bactericidal, fungicidal, limited virucidal (BVDV(HCV)/Vaccinia incl. HBV/HIV). Effective against all enveloped viruses according to the recommendation of the Robert Koch Institute.

不需泡製, 可直接使用於醫療設備器械, 手術台, 相關的醫療附件, (包括壓克力, 玻璃材質), 廣泛, 有效, 與微生物學的反應, 與任何材質皆呈現高親和力, 不侵蝕物件, 快速, 有效執行殺菌, 消滅黴菌, 濾過性病毒, 並得到德國 Robert Koch Institute (Robert Koch 學院) 強力推薦。

Certification by University and Scientific Institutes expert opinions:

知名學術和科學機構等專家的推薦證明(最近文獻):

Bactericidal, fungicidal, tuberculocidal efficacy: 100% - 1 min

Hygiene Nord GmbH, Greifswald, Germany

17. August 2006

- Escherichia Coli NCTC 11229
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442
- Proteus mirabilis ATCC 14153
- Enterococcus hirae ATCC 10541
- Candida albicans ATCC 10231
- Staphylococcus aureus ATCC 6538
- Mycobacterium Terrae ATCC 15755

Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV) efficacy (surrogate for HCV): 100% - 30 sec.

Dr. J. Steinmann, Bremen, Germany 6.

November 2006

Vaccinia strain Elstree efficacy: 100% - 30 secretary.

Dr. Jochen Steinmann, Bremen, Germany 6.

November 2006

Quantitative suspension test with high soil load, according to the standard methods of the DGHM: 100% - 1 min

Prof. Dr. med. H.- P. Werner, Schwerin, Germany 20. September 2006

- Staphylococcus aureus ATCC 6538
- Enterococcus hirae ATCC 10541
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442
- Candida albicans ATCC 10231

Listed in the disinfection list of the German Society of Hygiene and Microbiology (DGHM/VAH).

通過德國衛生單位與德國微生物學會(DGHM/VAH)認證。

Chemical-Physical date : 產品化學性, 物理性 :

Appearance (外觀) : clear, colourless liquid (透明, 無色, 液體)

Density 20°C (密度) : 0,9250 0,9350 g/cm3

Ph-value at (18°C-28°C) (酸鹼值) : 50% in tap water: 6,0 8,8

D - Light refraction (20°C) : 1,3524 1,3624

- Flash point(燃點) : ca. 25°C

Dosage/Usage: 使用方式/用量

Surfaces and instruments must be completely moistened. Contact time: 1 min.

完全徹底噴濕預消毒的表面和儀器。反應時間: 1分鐘。

Note: 注意事項

do not exceed an output of max. 50ml per square meter. Be careful with materials which are sensitive to alcohols and with alcohol-dissoluble paint coats and varnishes. 最大面積使用量不超過 50ml/平方公尺, 特別會被酒精溶解的油漆外表和材質, 建議還是小心使用。

Storage conditions: do not allow temperatures below 0°C or above 30°C;

do the product not expose to direct sunlight; keep the store dry.

儲存方式: 溫度 0~30°C, 避免日光照射太久, 維持產品乾爽環境。



包裝:

90197(250ml/瓶)

90198(1000ml/瓶含噴頭)

90199(5000ml/罐)

經原廠測試報告有效抗菌消毒的菌種

Bactericidal(致病菌), Fungicidal(霉菌)
Tuberculocide結核菌(包括M-Terrae)
Virus-inactivating抑制病毒活性
(包含HBV B型肝炎), HCV (C型肝炎),
Vaccinia(牛痘病毒), MRSA(抗藥性葡萄球菌),
Noro(諾瓦克病毒), Adeno(腺病毒),
Herpes(疱疹病毒), Rota(輪狀病毒),
H1N1/H1N5(甲型流感病毒),
Salmonellae (沙門桿菌族).

產品特性:

(散發無害的舒適芳香味), 醫護級用品。
高效率, -快速, -清潔和消毒作用,
最有效的清潔, 消毒, 殺菌,
消滅, 工作環境所有的致病菌及病毒,
含低酒精性物質, -不含乙醛, -
不傷皮膚及侵蝕物品,
有效避免醫護人員交互感染, 感控備品,
符合歐盟生物製藥規章。

Active substances : 活性成份:

100gr contain :
Didecylidimethylammoniumchloride
0.05g
Ethanol 43.0g

Shelf life(儲存時間): 3years (出廠起3年)

可廣泛使用範圍: 話筒、電梯按鈕、鞋櫃、鞋內、公共桌椅、貨幣、細菌滋生源。無菌操作台(laminar flow)

 廣林貿易有限公司

KWANG LIN SCIENTIFIC TRADING CO., LTD.

高雄市80251民權一路34號14樓(超群大樓)

14FL No. 34 Min Chuan 1st Rd. 80251 Kaohsiung TAIWAN

Tel: +886.7.3333485 Fax: +886.7.3366016

http://www.kwanglin.com.tw

kwanglin@ms26.hinet.net

Dr. Deppe 德布博士® 施沛靈消毒劑

德國原裝進口 CE0481

Spray In NEU (適用於環境表面、器械直接殺菌消毒)

衛署醫器輸壹字第010078號

aldehyde free



搭配Mini噴霧儀(適合房間、車內使用),
be used with mini An atomizer set
(applicable in room and car)



噴霧儀(An atomizer set)
套組(Made in Taiwan)
patent and designed by
the Whirl Best Co.,

- Complete set included :
- a) 汽車電源連接頭
(Adapter for Car's power source)
 - b) USB 電源連接頭
(USB adapter)
 - c) AC交流電源連接頭
(Adapter for AC power source)



貨幣除菌消毒
Instant sterilization for the currency



電梯按鍵及面板消毒
Instant sterilization for buttons
and panel of elevator.



電話筒除臭及消毒
Instant sterilization and deodorization
for telephone equipment.



鞋襪除臭及消毒
Instant sterilization and deodorization
for footwear.